



MS major science

www.majorsci.com
info@majorsci.com



可調速式旋轉混合儀 MS-3D-RM

產品規格

| | |
|-------------|--|
| 型號 | MS-3D-RM |
| 額定電壓 | 100~240V, 50/60Hz |
| 功率 | 4瓦 |
| 設定時間 | 1-999分/0-999秒 |
| 轉速區間 | 10-40rpm |
| 操作角度 | 20-99° |
| 運作模式 | 持續/定時 |
| 擺動方式 | 旋轉, 搖擺, 角度 |
| 適用試管 | 50毫升(單片) 4個 15毫升(單片) 13個 1.5毫升(單片) 24個 |
| 外觀尺寸(寬x長x高) | 約240 x 140 x 210公分 |
| 重量 | 850克 |
| 認證 | CE |



訂購資訊

| 型號 | 產品描述 |
|-------------|-----------------------|
| MS-3D-RM-UK | 可調式旋轉混合儀, 英規電源線 |
| MS-3D-RM-EU | 可調式旋轉混合儀, 歐規電源線 |
| MS-3D-RM-AU | 可調式旋轉混合儀, 澳規電源線 |
| MS-3D-RM-US | 可調式旋轉混合儀, 美規電源線(臺灣使用) |

* 所有圖片僅供參考, 實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改, 恕不另行通知。

選配配件

| 型號 | 產品描述 |
|--------------|---|
| MS-3D-RM-001 | O型環, OD14xID7.8mm, 橡膠, MS-3D-RM試管架片用 |

Innovative Life Sciences Tools

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

中國據點

Room 612, International business exhibition center,
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China
National toll-free No.:400-823-9177
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586



*能搭配MS迷你恆溫培養箱, MO-MINI