

# 三維迷你托盤搖床

## MS-3D-TS

major science

www.majorsci.com  
info@majorsci.com

產品影片





NEW



### 產品規格

品名	三維迷你托盤搖床
型號	MS-3D-TS
角度	20°
運作模式	三維運作模式
轉速區間	0~30rpm
轉速呈現	scale (分/最大)
承載盤面尺寸(寬x長)	大約 168x234毫米(9.21"x6.61")
外觀尺寸(寬x長x高)	大約 176×220×165毫米 (6.93"x8.66"x6.5")
最大載重	2 公斤
重量	1.2 公斤
溫度範圍	-10° C~60° C
功率	20W
額定電壓	AC100~240V 50/60Hz



MS-3D-TS-001

\*所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。  
\*技術規格如有更改，恕不另行通知。

### 選配配件

型號	產品描述
MS-3D-TS-001	3D彈簧托盤

## Innovative Life Sciences Tools

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號  
T/+886-3-3762878  
F/+886-3-3761310

美國據點



19959 Sea Gull Way  
Saratoga, CA 95070  
U.S.A.  
T/+1-408-366-9866  
F/+1-408-446-1107

中國據點

Room 612, International business exhibition center,  
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China  
National toll-free No.:400-823-9177  
T/+86-21-50795277  
F/+86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,  
St.No.2, Nagendra Nagar,  
Habsiguda, Hyderabad-500007.  
India  
T/+91-40-27001515  
F/+91-40-27001586



\*能搭配MS迷你恆溫培養箱, MO-MINI