



NEW

MS major science
www.majorsci.com
info@majorsci.com

330041 桃園市桃園區
國際路一段156號

T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

化學發光成像儀

MS-ChemiDoc

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。

產品特色



- ➡ 10吋全彩電容式觸控螢幕：操作直覺流暢
- ➡ 雙重操作模式（實體按鍵與非接觸式手勢控制）：揮手即可操作托盤，避免交叉污染
- ➡ 智慧狀態指示：透過環境呼吸燈，可遠距離監控成像進度
- ➡ 化學發光檢測：適用於Western Blot、Southern Blot、Northern Blot及其他印跡實驗，支援HRP、AP等底物

型號	MS-ChemiDoc
相機	Sony
R解析度	900萬像素
量子效率 (QE)	92% @ 540nm
最大成像區域	145 x 145mm
像素尺寸	3.76 x 3.76 μ m
讀出雜訊	0.9 e-
冷卻溫度	-25°C (環境溫度 22°C 時)
化學發光樣品托盤	單層
自動曝光	有
自動對焦	有
影像儲存	內建硬碟、USB
儲存	128 GB
乙太網路	有
Wi-Fi	標準型
重量	約 16 kg
儀器尺寸 (深×寬×高)	400×300×385 mm