



智慧型手機式照像遮光罩組 DI-CP



產品規格



*不含手機。



型號	DI-CP
尺寸 (WxLxH)	大約 339x240x240毫米
材料	彩繪金屬
過濾器適配器	鋁
濾片(可選)	EtBr/SYBR Green/Amber
重量	大約 5.8公斤(12.9lb)

* 僅供參考，以實際為準。

*可以搭配MBE-200系列 / MUV系列



Innovative Life Sciences Tools

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

中國據點

Room 612, International business exhibition center,
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China
National toll-free No.:400-823-9177
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586