


Elite Dual 恆溫乾浴器

EL-02DT 系列

NEW

Elite Dual Dry Bath Incubator 專為實驗室研究、化學應用和環境工程設計，是市場上最先進的雙恆溫乾浴器之一。

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。



搭配鋁塊

搭配金屬亞姆珠


搭配水

產品特色

- 4.3" 彩色觸控螢幕，方便即時觀察
- 雙重溫控槽，可單獨控制每個槽的溫度
- 數位微處理器控制器，提供卓越的性能與精確控制
- 廣泛的溫控範圍，並保證均勻性
- 優異的加熱速率
- 用戶可進行溫度校準
- 可用作水浴或珠狀浴
- 模壓鋁合金加熱室
- 提供選配PC控制軟體
- 緊湊型設計
- 多個可替換的加熱塊，方便更換、清潔與消毒
- 可提供客製化加熱塊

產品規格

型號	EL-02DT-110	EL-02DT-220
電壓	110V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz
顯示	4.3" 彩色觸控螢幕	
功率	250W	
控制器	數位微處理器控制器	
加熱室	模壓防水鋁合金，表面覆蓋PTFE	
溫控範圍	環境溫度5° C以上至150° C	
溫度增量	0.1° C	
定時器	9999分鐘 / 持續運行	
操作溫度	環境溫度至40° C	
加熱塊材料	鋁合金	
加熱塊類型	提供標準型及客製化型	
溫度計孔	有（除了微孔盤鋁塊和亞姆珠乾浴鋁槽外）	
尺寸 (WxLxH)	約 140x151x300 毫米	
重量	約 3.4 公斤	



台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

中國據點

Room 2519, No. 306 Taopu Road,
Putuo District, Shanghai
Postal code: 200333
Cell: +86-13621808204
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586



major science
www.majorsci.com
info@majorsci.com

Innovative Life Sciences Tools