



人機螢幕展示模組 /

demo展示機

FS-05-DM



### 產品規格

型號	FS-05-DM
尺寸(WxLxH)	約 50x 275x240 毫米
控制面板	10.4" 彩色觸控式螢幕介面
額定電壓	100-240V~, 50/60Hz
重量	約 2.2 公斤



### 訂購資訊

型號	產品描述
FS-05-DM	FS-05人機螢幕展示模組, demo展示機, 含10.4吋觸控螢幕及人機板, 鐵殼烤漆外殼

\* 所有圖片僅供參考, 實際產品可能與圖不同。  
\* 技術規格如有更改, 恕不另行通知。

FS-05-DM 是一款功能強大的示範設備, 主要是在向使用端展示如何操作 Winpact 桌上型醱酵系統的使用者介面。

FS-05-DM 配備10.4吋彩色觸控螢幕和 Winpact 一對二醱酵系統的操作軟體。整個裝置輕巧且容易攜帶, 非常方便用來教學和展示以進行產品培訓。



 major science

www.majorsci.com  
info@majorsci.com

Innovative Life Sciences Tools

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號  
T/+886-3-3762878  
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way  
Saratoga, CA 95070  
U.S.A.  
T/+1-408-366-9866  
F/+1-408-446-1107

中國據點

Room 612, International business exhibition center,  
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China  
National toll-free No.:400-823-9177  
T/+86-21-50795277  
F/+86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,  
St.No.2,Nagendra Nagar,  
Habsiguda, Hyderabad-500007.  
India  
T/+91-40-27001515  
F/+91-40-27001586

