



微量盤恆溫振盪床

(加熱 + 振盪二合一)

MS-MPSI Series



產品特色

MS-MPSI 系列是一款結合加熱與振盪的高精度微量盤恆溫振盪床，特別適用於需要控溫環境的實驗，如酶反應、蛋白變性、細胞裂解等應用。搭載 PID 精準溫控技術，確保溫度穩定均勻，並支援定時與報警功能，提升實驗準確性與效率。

適用對象：

- 需要精確溫控的生物、化學實驗
- ELISA plate reactions、sample incubation、enzyme activity assays等應用
- 適合在中高溫條件下進行長時間實驗

主要特色：

- 加熱與振盪二合一設計，溫控範圍室溫+5~70°C，升溫快速且均勻
- LCD 液晶顯示，可同步顯示時間、溫度與振盪狀態
- 低噪音設計，支援長時間穩定運行，確保樣品培養與反應準確性

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。

產品規格

型号	MS-MPSI-110	MS-MPSI-220
輸入電壓/頻率	110V;50/60Hz	220V;50/60Hz
樣本容量	4塊微孔板/細胞培養板/深孔板	
速度範圍	200~1500rpm	
振盪幅度	3mm水準回轉	
時間設置	1min~99h59min	
功率	250W	
儀器尺寸	約L350×W320×H200mm	
儀器重量	約8kg	
加熱方式	加熱片	
控溫範圍	室溫+5~70°C	
模組溫度均勻性	±0.5°C	
溫度顯示精度	0.1°C	
加熱時間	≤10分鐘	

台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

中國據點

Room 2519, No. 306 Taopu Road,
Putuo District, Shanghai
Postal code: 200333
Cell:+86-13621808204
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586