



# 微量盤振盪床

(標準振盪，適合大部分應用)

MS-MPS Series



## 產品特色

MS-MPS Series 微量盤振盪床 (標準振盪，適合大部分應用) 是一款專為標準微量盤振盪設計的設備，可同時處理 4 塊微量盤 / ELISA 盤 / 深孔盤，適合樣品混勻、抗體孵育、RNA 純化、細胞染色等應用。採用無刷馬達驅動，確保運行平穩、低噪音且耐用，特別適合需要長時間穩定振盪的實驗需求。

### 適用對象：

- 不需要溫控，但需均勻振盪的實驗
- ELISA plate shaking、flow cytometry staining、RNA purification 等應用
- 適合高通量樣品處理與長時間穩定運行

### 主要特色：

- 高精度無刷電機，低噪音、免維護，長壽命運行
- LED 數字顯示，直觀控制速度與時間設定
- 可適配不同標準深度的微量盤、ELISA 盤及深孔盤，靈活應用

### 對應不同需求的選擇建議

- 若您的實驗需要溫度控制、孵育或加熱反應，選擇 MS-MPSI 系列
- 若您的實驗重點是標準振盪、樣品混勻，且無需溫控，選擇 MS-MPS Series 系列

\* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。  
\* 技術規格如有更改，恕不另行通知。

## 產品規格

型號	MS-MPS-110	MS-MPS-220
輸入電壓/頻率	110V;50/60Hz	220V;50/60Hz
樣本容量	4塊微孔板/細胞培養板/深孔板	
速度範圍	200~1500rpm	
振盪幅度	3mm水準回轉	
時間設置	1min~99h59min	
功率	80W	
儀器尺寸	約L340×W210×H145mm	
儀器重量	約5kg	

### 台灣據點

330 桃園市桃園區國際路一段156號  
T/+886-3-3762878  
F/+886-3-3761310

### 美國據點

19959 Sea Gull Way  
Saratoga, CA 95070  
U.S.A.  
T/+1-408-366-9866  
F/+1-408-446-1107

### 中國據點

Room 2519, No. 306 Taopu Road,  
Putuo District, Shanghai  
Postal code: 200333  
Cell:+86-13621808204  
T/+86-21-50795277  
F/+86-21-50795277

### 印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,  
St.No.2,Nagendra Nagar,  
Habsiguda, Hyderabad-500007.  
India  
T/ +91-40-27001515  
T/ +91-40-27001586