

NEW**MS** major sciencewww.majorsci.com
info@majorsci.com*Innovative Life Sciences Tools***微量吸管尖****• 尺寸通用性**

標準尺寸設計：適用於市面上多種品牌移液器（通用性佳）

• 操作準確性內壁光滑設計：有效降低液體殘留，提高吸液精準度
優化孔徑設計：吸液流暢不卡頓**• 材質與安全性**原生級PP原料製造：符合 USP Class VI 標準，生物相容性高
濾芯為超高分子量聚乙烯：純淨無雜質、超強疏水性**• 污染防護**

疏水性濾芯設計：形成氣溶膠屏障，有效防止樣品與移液器間交叉污染

無污染製程：無DNA/RNA酶、無熱原污染

• 耐熱與成型技術

耐溫範圍廣：-80° C ~ 121° C，高溫高壓後不變形

超精細打磨成型，不使用脫模劑：減少化學殘留，品質穩定

* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。

* 技術規格如有更改，恕不另行通知。

型號	產品描述	包裝方式
MS-PW-T10SA1	10 μ l 微量吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-T10A1	10 μ l 微量吸管尖	1000 支 / 袋，20 袋 / 箱，無滅菌。
MS-PW-TE10SA1	10 μ l 加長型微量吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TE10A1	10 μ l 加長型微量吸管尖	500 支 / 袋，2 袋 / 盒，10 盒 / 箱，無滅菌
MS-PW-TFE10SA1	10 μ l 加長型微量濾心吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TF10SA1	10 μ l 微量濾心吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-T200SA1	200 μ l 微量吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-T200A1	200 μ l 微量吸管尖	1000 支 / 袋，20 袋 / 箱，無滅菌
MS-PW-TE200SA1	200 μ l 加長型微量吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TE200A1	200 μ l 加長型微量吸管尖	1000 支 / 袋，20 袋 / 箱，無滅菌
MS-PW-TF200SA1	200 μ l 微量濾心吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TFE200SA1	200 μ l 加長型微量濾心吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TE1250SA1	1250 μ l 加長型微量吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌
MS-PW-TE1250A1	1250 μ l 加長型微量吸管尖	1000 支 / 袋，5 袋 / 箱，無滅菌
MS-PW-TFE1250A1	1250 μ l 加長型微量濾心吸管尖	96 支 / 盒，50 盒 / 箱，已滅菌

**美國據點**19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107**台灣據點**330 桃園市桃園區國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310**中國據點**Room 2519, No. 306 Taopu Road,
Putuo District, Shanghai
Postal code: 200333
Cell:+86-13621808204
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277**印度據點**D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007.
India
T/ +91-40-27001515
T/ +91-40-27001586