



多用途可變速渦旋震盪器

多用途可變速渦旋震盪器

台灣據點

330041(33061) 桃園市桃園區
國際路一段156號
T/+886-3-3762878
F/+886-3-3761310

上海據點

Room 612, International business exhibition center,
9300 Hunan Road, Pudong, Shanghai, China
National toll-free No.:400-823-9177
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

美國據點

19959 Sea Gull Way
Saratoga, CA 95070
U.S.A.
T/ +1-408-366-9866
F/ +1-408-446-1107

印度據點

D.No.7-143, 2nd Floor,
St.No.2,Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-500007. India
T/ +91-40-27001515
F/ +91-40-27001586



選購配件



Major Science 多用途可變速渦旋震盪器是一款高效、緊湊的儀器，適用於生命科學、化學、醫學、生物工程、分析和研究實驗室領域所需的任何混合應用。

本產品採用偏心旋轉的結構，使試管、離心管、微載盤等容器內的液體產生渦流，使溶液能充分混合。

渦旋震盪器有兩種操作功能可供選擇：連續模式提供可改變速度，並允許低轉速啟動以進行溫和混合或是高速啟動以混合樣品，在點觸模式下，可在按壓載台時產生混合效果。

Major Science 多用途可變速渦旋震盪器穩定且耐用可靠，並有多種配件可供選擇，並適應各種不同的實驗需求。

產品規格

| | |
|--------|---|
| 名稱 | 多用途可變速渦旋震盪器 |
| 型號 | MS-VM Series |
| 電壓 | AC 110V 或 220V, 50/60 Hz |
| 功率 | 60W |
| 震盪方式 | 圓周 |
| 震盪迴轉直徑 | 4mm |
| 震盪速度 | 0-2800rpm, 手動旋鈕調速 |
| 震盪模式 | 三段功能切換: 連續震盪、點觸震盪、靜止 |
| 尺寸 | 170×120×170mm(長×寬×高) |
| 重量 | 4.8公斤 |
| 腳墊 | 4組橡膠腳墊 |
| 標配夾具 | 3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| 選配夾具 | 15ml/50ml離心管夾具、1.5ml/15ml/50ml離心管海綿架、96孔PCR盤海綿托盤、96孔微載盤海綿托盤 |

訂購資訊

| | |
|--------------|--|
| MS-VM-110-US | 多用途可變速渦旋震盪器, 110V, 美國規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| MS-VM-110-JP | 多用途可變速渦旋震盪器, 110V, 日本規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| MS-VM-220-EU | 多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 歐洲規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| MS-VM-220-UK | 多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 英國規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| MS-VM-220-IN | 多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 印度規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |
| MS-VM-220-CN | 多用途可變速渦旋震盪器, 220V, 大陸規格電源線, 標配3吋圓型平底橡膠墊和橡膠錐形杯座 |