




Winpact 耐 CO₂ 搖床，
配備 12 吋彩色觸控螢幕為
混合需求提供整合解決方案。



WP
Winpact



Winpact 耐二氧化碳搖床, WP-COS


- 耐腐蝕結構可保護內部組件免受高 CO₂ 和高濕環境的影響。
- 緊湊的設計使其能夠在 CO₂ 培養箱內使用，應用範圍廣泛。
- 平台支援多種配件，包括燒瓶夾和試管架，可容納實驗室器具。
- 1-300 rpm 的可變轉速範圍確保搖晃順暢。
- 12 吋觸控螢幕，操作直覺。

型號	WP-COS
速度	0, 1 至 300 rpm (1 rpm)
馬達	無刷電機
頂板材質	316L
容量	最大承載 5kg
控制器	12 吋彩色觸控螢幕
模式	連續 / 定時 / 可編程
電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
尺寸	控制器: 320 x 102 x 246 mm
(寬 x 長 x 高)	底座: 約 310 x 310 x 97 mm (含托盤平台)
重量	控制器: 約 4.65kg 底座: 約 7.15kg

型號	產品描述
WP-COS	耐二氧化碳搖床及 12 吋彩色觸控螢幕
WP-12-TC-CONTROL	12 吋彩色觸控螢幕
WP-COS-BASE	搖床底座
WP-12-TC-CABLE	連接排線

major science
Innovative Life Sciences Tools

330041 桃園市桃園區國際路一段156號
www.majorsci.com info@majorsci.com
T/+886-3-3762878 F/+886-3-3761310



* 所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
* 技術規格如有更改，恕不另行通知。